

VIBRO-THERM BELT

PAS WIBRUJĄCY Z FUNKCJĄ SAUNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem pasa Vibro-therm belt należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Pas Vibro-Term Belt został zaprojektowany tak, by służyć zdrowiu i był wygodny w użyciu. Jest połączeniem atrakcyjnego wyglądu i praktyczności, dzięki możliwości wyboru różnych trybów pracy oraz ich łączenia.
Pas wibruj¹ cy z funkcj¹ sauny posiada zróżnicowane stopnie intensywności masażu, a także:

- stymuluje metabolizm
- wzmacnia i uelastycznia ciało
- poprawia krążenie krwi
- wyszczupla sylwetkę.

Genialny pas wibrujący z funkcją sauny – spełni Twoje marzenia o szczupłej talii! Pas zaprojektowano z myślą o wymagających użytkowników, którzy cenią sobie zdrową i zgrabną sylwetkę. Zróżnicowane stopnie intensywności masażu pozwalają tak dobrać program treningowy, aby otrzymać oczekiwany rezultat.
Zastosowano kilka poziomów intensywności masażu z możliwością ustawienia czasu trwania programu, a podnoszenie poziomu temperatury ciała podczas pracy pasa wspomaga spalanie tłuszczu.

-1-

Regularne stosowanie pasa stymuluje metabolizm, wzmacnia i uelastycznia ciało, poprawia krążenie krwi, a przede wszystkim zapewnia utratę zbędnych kilogramów.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

1. Przed rozpoczęciem treningu należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy będzie używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób. Jeżeli sam nie jesteś użytkownikiem, proszę przekazać wszystkim użytkownikom niniejszą instrukcję i poinformować o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.
2. Zwracaj uwagę na sygnały Twojego ciała. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenie może w negatywny sposób wpłynąć na Twoje zdrowie. Należy natychmiast zaprzestać ćwiczenia jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularny puls, wyjątkowo skrócony oddech, omdlenia, zawroty głowy, mdłości. Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów powinieneś natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem i do tego czasu zaprzestać treningów.
3. Dzieci i zwierzęta należy trzymać z daleka od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób dorosłych.

-2-

4. Bezpieczeństwo sprzętu może być zagwarantowane tylko wtedy, jeżeli będzie on poddawany regularnym przeglądom i kontrolom.
5. Należy zawsze używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
6. Urządzenie nie nadaje się do celów rehabilitacyjnych.
7. Przed pierwszym użyciem skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania z pasa. Decyzja lekarza jest niezbędna jeśli:
 - jesteś w trakcie leczenia lub źle się czujesz,
 - masz guza złośliwego,
 - cierpisz na choroby serca, płuc lub nerek,
 - jesteś w ciąży lub w trakcie menstruacji,
 - masz bóle w kregostłupie, łędźwiach, albo inne wywołane wcześniejszym wypadkiem bądź chorobą,
 - masz problemy z plecami,
 - masz gorączkę,
 - jesteś przeziębiony lub chory,
 - masz problemy z ciśnieniem bądź naczyniami krwionośnymi.
8. Nie wolno używać pasa w wilgotnym lub brudnym środowisku.
9. Nie wolno narażać pasa na działanie grzejników, piecyków ani też na bezpośrednie działanie słońca.
10. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń. Tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa.

-3-

11. Pas wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli któraś z części ulegnie uszkodzeniu bądź zużyciu, lub też usłyszysz niepokojące dźwięki podczas używania sprzętu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj pasa ponownie dopóki problem nie zostanie usunięty.
12. W przypadku, jeśli produkt był przechowywany w zimnym miejscu i został przeniesiony do ciepłego pomieszczenia, zaleca się przed użyciem odczekać godzinę. Takie postępowanie jest wymagane ze względu na możliwość powstania kropli wody na częściach elektrycznych, co jest wynikiem procesu skraplania. Może to spowodować zakłócenia w prawidłowym działaniu urządzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Nie należy używać pasa w połączeniu z innym sprzętem terapeutycznym lub np. kocem elektrycznym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ciała.
2. Nie należy korzystać z pasa wcześniej niż godzinę przed i po jedzeniu.
3. Aby zapewnić wygodę użytkowania, należy prawidłowo zakładać pas zachowując ok. 4-7 cm wolnej przestrzeni między pasem a ciałem.
4. Nie należy stosować pasa na wrażliwą bądź podrażnioną skórę.
5. Nie wolno kłaść na pasie ciężkich rzeczy ponieważ może to spowodować zakłócenia w jego działaniu.
6. Nie wolno zakładać pasa na wilgotną skórę.

-4-

7. Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
8. Nie zaleca się stosowania pasa na jedno miejsce dłużej niż 15 minut.
9. Zawsze należy trzymać urządzenie z dala od źródła ciepła i nagrzanych powierzchni.
10. Po skończonym masażu należy wyłączyć pas i wyjąć wtyczkę z gniazodka. Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, kiedy nie jest używane.
11. Nie używaj pasa jednorazowo dłużej niż 25 minut; przed ponownym użyciem odczekaj przynajmniej 30 minut.
12. U niektórych użytkowników może pojawić się swędzenie. Nie jest to efekt uboczny, lecz przystosowujący ciało do wibracji.
13. Używaj pasa tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
14. Zaleca się rozpoczynać masaż od małej prędkości i zwiększać ją stopniowo. Mała prędkość stymuluje krążenie krwi, natomiast duża kształtuje mięśnie, zwłaszcza grzbietowe i czterogłowe.
15. Należy natychmiast przerwać masaż, jeżeli ciepło emitowane przez pas będzie zbyt duże lub jeśli ćwiczący odczuje jakiegokolwiek dyskomfort.

-5-

KONSERWACJA

Zawsze należy odłączyć zasilanie po użyciu lub przed czyszczeniem produktu. Nie wolno używać pasa podczas kąpieli ani zanurzać go w wodzie. Trzymaj pas z dala od wody. Jeśli produkt wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazodka. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać rąk do wody aby wyciągnąć produkt jeżeli zasilanie nie jest wyłączone. Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, jeżeli jest włączony. Nie należy ingerować w przewody elektryczne ani rozkręcać produktu.

1. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu.
2. Usuwać ślady potu gdyż kwasowy odczyn może uszkodzić tapicerkę.
3. Nie należy demontować ani reperować produktu na własną rękę. Dotykanie wewnętrznego mechanizmu może spowodować zakłócenia w działaniu urządzenia.
4. Urządzenie należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.
5. Jeżeli wyświetlacz nie działa proszę upewnić się czy wszystkie przewody są dobrze połączone ze sobą.

-6-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



1. Podłącz zasilacz do pasa, a następnie włóż wtyczkę do gniazodka. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest odpowiednie i zgodne z informacjami umieszczonymi na wtyczce.
2. Owiń pasem część ciała, którą chcesz masować i upewnij się, że pas jest prawidłowo zamocowany i nie jest ściśnięty zbyt mocno. Należy zostawić od 4 do 7cm przestrzeni między pasem a ciałem.
3. Na wyświetlaczu pojawią się „88” łącznie z krótkim, piskliwym odgłosem na ułamek sekundy. Następnie pojawią się dwie kreski „ _ _ ”.
4. **Przycisk „Power heat”**
 - Naciśnij go w celu uruchomienia pracy pasa. Jest to tryb automatyczny, który trwa 15 minut. Charakteryzuje się rodzajem masażu „0” oraz poziomem intensywności „1”.
 - Można wzmocnić poziom masażu naciskając przycisk „Power heat” podczas pracy pasa.
 - W celu wyłączenia pracy pasa należy przytrzymać przycisk „Power heat” przez co najmniej dwie sekundy. Tryb pracy został przerwany gdy na wyświetlaczu pojawią się kreski „ _ _ ”.

-7-

5. Przycisk „Mode”

Naciśnij ten przycisk w celu wybrania jednego z 8 rodzajów masażu.

W trakcie kolejnego przyciskania „Mode” na wyświetlaczu pojawiają się kolejno cyfry „0-7”.

6. Przycisk „Intensity”

Naciśnij „Intensity” aby wybrać jeden z trzech stopni intensywności masażu. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno cyfry „1-3”.

7. Przycisk „Time”

Automatyczny czas trwania każdej sesji wynosi 15 minut. Naciśnij „Time” aby wybrać indywidualny czas masowania (5, 15 lub 25 minut).

8. Nie jest wskazane częste włączanie i wyłączanie mechanizmu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie: 220V
Częstotliwość: 50-60 HZ
Moc: 24W
Maksymalna temperatura: 70°C

IMPORTER

Spokey Sp. z o.o.
Ul. Woźniaka 5
40-389 Katowice
www.spokey.pl

Wyprodukowano w Ch.R.L.

-8-